

**Nersa** **fixatis**<sup>®</sup>  
ELEMENTI DI FISSAGGIO



I complementi necessari  
al Posizionamento

# Fixatis Bacino - Piede

Cinghia dinamica



## Cinghia divaricatrice dinamica

Favorisce l'abduzione delle gambe e se utilizzata in combinazione ad un cuscino a sagomatura anatomica contribuisce a mantenere stabile la posizione del bacino. Grazie ai materiali con cui è realizzata stabilizza accompagnando piccoli ranges di movimenti

Cod. ISO 18.09.39.157  
(riconducibile per omogeneità funzionale)

CODICE	MISURA	
PMD 18S	Small	Pediatrica
PMD 18M	Medium	Adolesc./Adulti
PMD 18L	Large	Adulti

Cinghia Pelvica



## Cinghia pelvica a 2 punti di fissaggio e a 2 regolazioni frontali

Dotata di cuscinetti imbottiti regolabili individualmente

Cod. ISO 18.09.39.163

CODICE	MISURA	
PMD 19XS	Extra Small	Pediatrica
PMD 19S	Small	Adolescenti
PMD 19M	Medium	Adolesc./Adulti
PMD 19L	Large	Adulti

Fissatore Mesopiede



## Fissatore mesopiede imbottito con fissaggio a velcro

Fornisce supporto nella parte mediale del piede evitandone lo scivolamento in avanti e garantisce un corretto posizionamento e fissaggio del piede sulla pedana; Il fissaggio è garantito dalla chiusura a velcro.

CODICE *	MISURA	
PMD 15CS	Small	Pediatrica
PMD 15CM	Medium	Adolesc./Adulti
PMD 15CL	Large	Adulti


\* CODICE INTESO AL PAIO

Esempi di montaggio



## Dettagli tecnici Bacino - Piede (MISURE ESPRESSE IN CENTIMETRI)

### Cinghia divaricatrice dinamica



CODICE	A	B	C
PMD 18S	28	17	41
PMD 18M	33	20	49
PMD 18L	38	24	55


### Cinghia pelvica



- H = altezza cuscinetto imbottito
- L = larghezza cuscinetto imbottito

CODICE	H	L	lung. Tot.
PMD 19XS	04	10	120
PMD 19S	04	17	120
PMD 19M	6.5	22	200
PMD 19L	6.5	27	200

### Fissatore mesopiede imbottito con fissaggio a velcro



CODICE	A	B
PMD 15CS	21	07
PMD 15CM	27	10
PMD 15CL	30	11

NB: i prodotti della linea FIXATIS sono stati inseriti nel repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del ministero della salute (D.M. 20 Febbraio 2007 e 21 Dicembre 2009)  
CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PER IL NUMERO DI REPERTORIO

# Fixatis Tronco - Spalle



## Bretellaggio a farfalla dinamico

Dotato di Stabilizzatore pettorale morbido ed elastico. Favorisce la posizione del tronco e delle spalle accompagnando piccoli ranges di movimenti.

Cod. ISO 18.09.39.142+145

CODICE	MISURA	
PMD 16S	Small	Pediatrica
PMD 16M	Medium	Adolesc./Adulti
PMD 16L	Large	Adulti

Bretellaggio a Farfalla



## Bretellaggio di Stabilizzazione pettorale con cuscinetti di retrazione delle spalle

Fornisce un sostegno solido e stabile anteriore al tronco ed ottimizza la di retrazione delle spalle. Multiregolabile è dotato di fissatore di posizione posteriore che ne consente l'uso in sicurezza

Cod. ISO 18.09.39.142+145

CODICE	MISURA	
PMD 17S	Small	Pediatrica
PMD 17M	Medium	Adolesc./Adulti
PMD 17L	Large	Adulti

Bretellaggio di Stabilizzazione



## Bretellaggio di Retrazione con tiranti elastici ed aggancio pettorale

Dotato di cuscinetti imbottiti e tiranti elastici tensionabili accompagna piccoli ranges di movimenti. A scelta si può agganciare anteriormente o se necessario si può incrociare

Cod. ISO 18.09.39.145

CODICE	MISURA	
PMD 21XS	Extra Small	Pediatrica
PMD 21S	Small	Adolescenti
PMD 21M	Medium	Adolesc./Adulti
PMD 21L	Large	Adulti


Bretellaggio di Retrazione



Esempi di montaggio


## Dettagli tecnici Tronco - Spalle (MISURE ESPRESSE IN CENTIMETRI)

### Bretellaggio a farfalla dinamico



CODICE	A	B	C	D	E
PMD 16S	17	20	21	05	34
PMD 16M	20	20	26	05	46
PMD 16L	20	25	30	06	52

### Bretellaggio di Stabilizzazione pettorale con cuscinetti di retrazione delle spalle



CODICE	L	H
PMD 17S	14	16
PMD 17M	16	18
PMD 17L	23	23

### Bretellaggio di Retrazione con tiranti elastici ed aggancio pettorale



- H = altezza cuscinetto imbottito
- L = larghezza cuscinetto imbottito

CODICE	H	L
PMD 21XS	3.8	25
PMD 21S	3.8	35
PMD 21M	5	38
PMD 21L	5	45

ATTENZIONE: Le performances dei bretellaggi si esplicano se utilizzati in combinazione con cinghia pelvica ed una idonea altezza dello schienale mai superiore a quello delle spalle.



PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via Montagna Z. I. L o t t o 4 1  
c.a.p. 72023 Mesagne (Br) - ITALY  
T e l . + 3 9 0 8 3 1 . 7 7 7 8 4 0  
F a x . + 3 9 0 8 3 1 . 7 3 0 7 3 9  
Sito web: [www.promedicare.it](http://www.promedicare.it)  
e mail: [info@promedicare.it](mailto:info@promedicare.it)